

# NOUS PENSONS AUJOURD'HUI VOS SONDES DE DEMAIN

## SONDES VAGINALES

### EVOLIS 3 ● CE 0086



- 2 électrodes circulaires
- Une terre / référence
- Connexion Banane Femelle 2 mm
- Longueur 110 mm Poids 26 g

### EVOLIS 3P ● CE 0086




- 2 électrodes circulaires avec un ballon Pression incorporé 1 terre/référence
- Connexion Banane Femelle 2 mm
- Connexion pression Luer 2 mm femelle
- Longueur 110 mm Poids 31 g

### OPTIMA ● CE 0051



- 3 électrodes hémisphériques
- 3 Connexions Bananes Femelles 2 mm
- Longueur 120 mm Poids 21 g

### PERISIZE 4 ● CE 0051



- 4 électrodes hémisphériques
- 2 voies indépendantes
- 4 Connexions Bananes Femelles 2 mm
- Longueur 110 mm Poids 16 g

### TP2B + ● CE 0051



- 2 électrodes circulaires
- Connexion Banane Femelle 2 mm
- Longueur 63 mm Poids 16 g

### NOVATYS ● CE 0051




- 2 électrodes circulaires
- Connexion Banane Femelle 2 mm
- Longueur 110 mm Poids 33 g

### 3AT2B ● CE 0459



- 2 électrodes circulaires
- Connexion DIN 3 Mâle ou Banane Femelle 2 mm
- Longueur 100 mm Poids 74 g

### DT2P ● CE 0459



- Doigter 2 électrodes
- Stimulation musculaire ponctuelle sélective
- Connexion DIN 3 Mâle ou Banane Femelle 2 mm
- Longueur 30 mm Poids 22 g

## SONDES ANALES

### ANALYS + ● CE 0051



- 2 électrodes latérales à barrettes
- Connexion Banane Femelle 2 mm
- Longueur 140 mm Poids 13 g

### ANALYS BLUE ● CE 0459



- 2 électrodes circulaires
- Connexion DIN 3 Mâle ou Banane Femelle 2 mm
- Longueur 140 mm Poids 66 g

### ANALIA ● CE 0051



- 2 Grandes électrodes circulaires
- Connexion Banane Femelle 2 mm
- Longueur 115 mm Poids 23 g

### RECTALIS ● CE 0476



- Sonde gonflable double ballonnet sans latex
- 2 ballons sans latex en Poly Isopren de 100 ml de tailles différentes
- Connexion Luer Femelle • Longueur 120 mm Poids 7 g

### RECTOMAX ● CE




- Sonde gonflable double ballonnet en latex
- Connexion Luer Femelle
- Longueur 80 mm Poids 7 g



## ACCESSOIRES

## Seringue

• CE 0050



- Seringue 50 ml pour sonde gonflable

## Robinet luer

• CE 2460



- Robinet Luer 3 voies pour sonde gonflable

## Préservatif pour sonde Pression



- Non lubrifié et sans réservoir • Préservatif talqué non gras

## STIMULATEURS

K SURE PRO  
ELECTROSTIMULATEUR

• CE 0088



- Double canal
- Batterie lithium-ion rechargeable
- 11 programmes pré-réglés + 3 programmes modifiables

NTELLISTIM UG  
ELECTROSTIMULATEUR

• CE 0051



- 2 batteries alcalines de 1.5 V AA (LR6)
- 2 canaux indépendants avec Grand écran LCD, 2 formes d'ondes sélectionnables, BF symétrique
- 11 programmes pré-réglés + 4 programmes modifiables

K IEASE  
PRESSION

• CE



- Appareil de Biofeedback Périnéal Pression
- Sonde vaginale incluse

## AUTRES PRODUITS

## PELVIK CUP • CE



- Coupe menstruelle
- Disponible en Taille S et L

## PELVIK KIT • CE



- 3 cônes vaginaux (Largeur 2.9 cm)
- Différents poids (30, 47 et 65 g)

## PELVIK L • CE



- Cône vaginal, Largeur 3,8 cm
- Poids 37 g

## CBE UG • CE




- Cordon pour Stimulateur UG
- Lot de 2, Connexion Banane Mâle 2 mm

## GO GEL • CE 0120




- Gel lubrifiant stérile, neutre, non gras
- Flacon 50 ou 100 ml

## PEN 2 • CE 0086



- 2 électrodes carbone réglables pour rééducation pénienne et prostatique
- Connexion Banane Femelle 2 mm

## ELECTRODES



- Format : 50x50 mm ou 32 mm
- Electrode autocollante

## CBE DIN • CE



- Adaptateur Din Femelle / Banane Femelle

## CABLE GYMNA • CE



- Câbles Bananes Femelles 2 mm

## MANUEL • CE



- «Le Plancher Pelvien» André Mamberti-Dias (MK). Manuel sur la réhabilitation des dysfonctions pelviennes :
  - Vol. I : Initiation en uro-gynécologie
  - Vol. II : Perfectionnement en uro-gynécologie

## Poster • CE



- Qualité supérieure
- Dim 50 cm x 70 cm